


Anti-Lrig1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ja1

Artikelnummer: CM0018091



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LRIG1, validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogenes LRIG1 in Proben von Menschen und Mäusen. Negativer Regulator von Rezeptor-Tyrosinkinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRIG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LIG1; LIG-1; LRIG1
Spezies	Mensch
Gen-ID	26018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 816-1093 von humanem LRIG1 (NP_056356.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96JA1
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Eisbeutel