

Anti-Lrp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07954

Artikelnummer: CM0013986



Einführung

CamelBio's LRP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten LRP1, einen 505 kDa Endozytose-Rezeptor, der an der Lipidhomöostase, Tau-Clearance und Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4035
GeneID	4035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 4401-4500 von LRP1 (NP_002323.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07954
Proteingewicht	505kDa
Versand	Eistasche