

Anti-Lrp5 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075197

Artikelnummer: CM0003545

Einführung

LRP5 Kaninchen mAb (075197) für WB und ELISA. Validiert für Mensch und Maus, zielt auf den Wnt-Korezeptor LRP5 ab, der an der Knochenentwicklung und Karzinogenese beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4041
Gen-ID	4041
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1400–1500 von menschlichem LRP5 entspricht (NP_002326.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075197
Proteingewicht	179 kDa
Versand	Eisbeutel