

Anti-Lrrc61 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bv99

Artikelnummer: CM0017623

Einführung

Anti-LRRC61 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes LRRC61 in voller Länge. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Leucin-reichen Repeat-haltigen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LRRC61 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	HSPC295; LRRC61
Spezies	Human
GeneID (human)	65999
GeneID	65999
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-259 des humanen LRRC61 (NP_076431.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BV99
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel