

Anti-Lutropin-Untereinheit-Beta-(Lhb)-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Artikelnummer: CM0018742

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Lutropin-Untereinheit Beta (LHB) für WB, IHC-P und ELISA. In menschlichen Proben validiert; geeignet für die Forschung im Bereich der reproduktiven Endokrinologie. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~15 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHB-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; Lutropin-Untereinheit Beta; Lutropin-Untereinheit Beta
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3972
GeneID	3972
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 21-141 des menschlichen LHB (NP_000885.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01229
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku