

Anti-Ly86 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095711

Artikelnummer: CM0030217



Einführung

CamelBio bietet anti-LY86 (MD-1) Kaninchen-polyklonalen Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humane und Maus LY86. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und LPS-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LY86 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9450
GenID	9450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-162 des humanen LY86 (NP_004262.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95711
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel