

Anti-Ly86 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095711

Artikelnummer: CM0019856



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes LY86 (MD1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LY86 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9450
GenID	9450
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095711
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel