

Anti-Maff Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9ULx9

Artikelnummer: CM0017895

Einführung

Dieser anti-MAFF Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt den menschlichen Transkriptionsfaktor Maff, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zur Genregulation, Oxytocinrezeptor-Expression und zellulären Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAFF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	U-MAF; hMafF; MAFF
Spezies	Mensch
Gen-ID	23764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 75-164 von menschlichem MAFF (NP_036455.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULX9
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel