

Anti-Mafk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60675

Artikelnummer: CM0022641

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor MafK (NF-E2 p18) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Nützlich für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation und der Erythrozyten-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAFK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P18; NFE2U; MAFK
Spezies	Mensch
Gen-ID	7975
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-50 von menschlichem MAFK (NP_002351.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60675
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel