

Anti-Magea6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Artikelnummer: CM0028583

Einführung

MAGEA6 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, der gegen humanes und murines Melanom-assoziiertes Antigen 6 (CT1.6) gerichtet ist. Ideal für die Untersuchung der Regulation von Ubiquitin-Ligasen und des Tumorfortschritts, flüssig geliefert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGEA6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4105
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P43360
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel