

## Anti-Major Vault Protein (Mvp) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Artikelnummer: CM0020251



### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen das humane Major Vault Protein (MVP/LRP) gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichen und murinen Spezies; geeignet für Studien zur Multidrug-Resistenz und zum nukleo-zytoplasmatischen Transport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MVP Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | LRP, VAULT1, MVP                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 9961                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 9961                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 des humanen MVP (NP_005106.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                |
| SWISS             | Q14764                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 99kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |