

Anti-Man1C1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr34

Artikelnummer: CM0015710

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAN1C1 gerichtet ist, eine Golgi-Alpha-1,2-Mannosidase, die an der N-Glykan-Verarbeitung beteiligt ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Glykobiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAN1C1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57134
GenID	57134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 44-240 von humanem MAN1C1 (NP_065112.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NR34
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel