

Anti-Map1Lc3C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Artikelnummer: CM0028759



Einführung

Anti-MAP1LC3C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem MAP1LC3C, einem wichtigen autophagy-assoziierten Protein, das an Xenophagie und Aggrephagie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAP1LC3C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	440738
Gen-ID	440738
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von humanem MAP1LC3C (NP_001004343.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXW4
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel