


Anti-Mapk1/Mapk3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0021330



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MAPK1 (ERK2) und MAPK3 (ERK1), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum MAPK/ERK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAPK1/MAPK3 Kaninchen pAb
Art	Mensch
GenID (menschlich)	5594/5595
GenID	5594/5595
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem MAPK1/MAPK3 entspricht (NP_620407.1/NP_002737.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Proteingewicht	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel