

Anti-Mark2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Kzi7

Artikelnummer: CM0008334



Einführung

Hochspezifischer MARK2 (EMK1/PAR-1) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellpolarität, Mikrotubuli-Dynamik und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MARK2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Spezies	Human
Gen-ID	2011
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 689-788 von humanem MARK2 (Q7KZI7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZI7
Protein-Gewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel