

Anti-Mat1A Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q00266

Artikelnummer: CM0027753



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen MAT1A (S-Adenosylmethionin-Synthase Isoform Typ 1). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (Aminosäure 1-395). Geeignet für Studien zum Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und Lebererkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAT1A Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4143
GenID	4143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-395 des menschlichen MAT1A (NP_000420.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00266
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel