

Anti-Mat2A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31153

Artikelnummer: CM0003556



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MAT2A, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf S-Adenosylmethionin-Synthetase-Isoform Typ-2, Schlüsselenzym im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAT2A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4144
GenID	4144
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MAT2A (P31153) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31153
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel