


Anti-Matk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Artikelnummer: CM0029270



Einführung

Hochwertiger Anti-MATK Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten MATK. Ideal für Studien zur hämatopoetischen Signaltransduktion und Kinase-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MATK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTK; MATK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4145
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 352-466 von humanem MATK (NP_647611.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42679
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel