


Anti-Mc2R-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01718

Artikelnummer: CM0029901



Einführung

Hochwertiger MC2R-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes MC2R in menschlichen und Maus-Proben. Ideal zur Untersuchung der Nebennierenrindenfunktion, der Cortisol-Freisetzung und der GPCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MC2R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACTHR; MC2R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4158
GenID	4158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem MC2R (NP_000520.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q01718
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel