

Anti-Meaf6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Haf1

Artikelnummer: CM0013106

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MEAF6 (CENP-28, EAF6), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichen und Maus-Proben. 22 kDa Ziel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEAF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64769
GenID	64769
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-191 von menschlichem MEAF6 (NP_001257804.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HAF1
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel