

Anti-Mecp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51608

Artikelnummer: CM0027033



Einführung

Anti-MECP2 Kaninchen polyklonaler Antikörper (P51608) validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Chromatinbiologie, DNA-Methylierung und neuroentwicklungsbedingten Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MECP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4204
GenID	4204
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 387-486 von menschlichem MECP2 (NP_004983.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51608
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel