

Anti-Mek1/Mek2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02750/P36507

Artikelnummer: CM0024325



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum MAPK/ERK-Signalweg und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEK1/MEK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK1/MEK2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem MAP2K1 (NP_002746.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q02750/P36507
Proteinmasse	40 kDa/43 kDa/44 kDa
Versand	Eisbeutel