


Anti-Melk/Hpk38 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14680

Artikelnummer: CM0005400



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches MELK (HPK38). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellzyklus, Apoptose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MELK Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	HPK38; MELK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9833
GenID	9833
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MELK (NP_055606.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14680
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel