

Anti-Mepce Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q7L2J0

Artikelnummer: CM0029771



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MEPCE (7SK snRNA Methylphosphat-Capping-Enzym), geeignet für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung des 7SK RNP-Komplexes und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MEPCE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCDIN3; MEPCE
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56257
Gen-ID	56257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-689 des menschlichen MEPCE (NP_062552.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7L2J0
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel