

Anti-Mers-Cov Nukleoprotein Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - K9N4V7

Artikelnummer: CM0006593



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen das MERS-CoV-Nukleoprotein gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Erkennt spezifisch MERS-CoV mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 45 kDa. Ideal für Coronavirus-Forschung und die Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MERS-CoV Nukleoprotein Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	14254601
Gen-ID	14254601
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-413 des Coronavirus-Nukleoproteins (YP_009047211.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel