


Anti-Metap2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50579

Artikelnummer: CM0029765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes METAP2 (Methionin-Aminopeptidase 2), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Studien zur Proteinsynthese und translationalen Kontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAP2; MNPEP; p67elf2; METAP2
Spezies	Human
GeneID	10988 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von humanem METAP2 (NP_006829.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50579
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche