

Anti-Mettl7B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ux53

Artikelnummer: CM0027927

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes METTL7B (TMT1B), eine Thiol-S-Methyltransferase. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Leberstoffwechsel- und Methyltransferasenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL7B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALDI; METTL7B
Spezies	Human
GeneID (Human)	196410
GeneID	196410
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 165-244 von humanem METTL7B (NP_689850.2) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6UX53
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche