

Anti-Mettl9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H1A3

Artikelnummer: CM0020403



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes METTL9, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Protein-Histidin-Methylierung und HxH-Motiv-Ziele.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	METTL9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
Spezies	Mensch
GenID	51108
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem METTL9
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H1A3
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel