

Anti-Mfap5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13361

Artikelnummer: CM0022036

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane mikrofibrillenassoziierte Protein 5 (MFAP5), ideal für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur Hämatopoese, zur kardiovaskulären Integrität und zu elastinassoziierten Mikrofibrillen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MFAP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8076
GeneID	8076
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 73-173 des humanen MFAP5 enthält. (NP_003471.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13361
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlpack