

Anti-Mgat3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q09327

Artikelnummer: CM0027264

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MGAT3 (GNT-III), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt MGAT3 in Human-, Maus- und Rattenproben; involviert in die N-Glykan-Biosynthese und die Regulation der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4248
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 364-533 von humanem MGAT3 (NP_002400.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q09327
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel