


Anti-Mgat4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Um21

Artikelnummer: CM0017852



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MGAT4A (GNT-IVA) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung von Glykosylierung, Glucosetransport und der Funktion von Pankreas-Betazellen. Kreuzreagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MGAT4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11320
GenID	11320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-100 von humanem MGAT4A (NP_036346.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UM21
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel