


Anti-Micu1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bpx6

Artikelnummer: CM0021743



Einführung

Hochaffiner polyklonaler Anti-MICU1-Kaninchenantikörper für WB und ELISA, der mit humanem, murinem und Ratten-MICU1 (Q9BPX6) reagiert. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Kalziumsignalübertragung und des MCU-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MICU1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10367
GeneID	10367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 105-255 des humanen MICU1 entspricht (NP_001182447.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPX6
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku