


## Anti-Mif-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Artikelnummer: CM0013918



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MIF (Makrophagen-Migrations-inhibierender Faktor), validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MIF-Kaninchen-pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | GIF; GLIF; MMIF; MIF                                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 4282                                                                                                                |
| Gen-ID            | 4282                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-115 des humanen MIF (NP_002406.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS             | P14174                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 12 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                            |