


Anti-Mitf Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075030

Artikelnummer: CM0007243



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MITF, validiert für WB, IHC-P und ELISA. MITF ist ein zentraler Transkriptionsfaktor, der das Überleben von Melanozyten, die Differenzierung und die Expression von Pigmentierungsgenen reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MITF Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Spezies	Human
GeneID (human)	4286
GeneID	4286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 402-526 des humanen MITF (NP_001341533.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	075030
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel