

Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwa4

Artikelnummer: CM0025574



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Mitofusin-1 (MFN1), eine GTPase der mitochondrialen Außenmembran, die für die mitochondriale Fusion essenziell ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zur mitochondrialen Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mitofusin-1/MFN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55669
Gen-ID	55669
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 622-741 des humanen Mitofusin-1/MFN1 (NP_284941.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWA4
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku