


Anti-Mlycd-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095822

Artikelnummer: CM0021201



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MLYCD (Malonyl-CoA-Decarboxylase) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Fettsäurestoffwechsel und zu Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLYCD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCD; MLYCD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23417
GenID	23417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-190 von humanem MLYCD (NP_036345.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95822
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel