


Anti-Mmp2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Artikelnummer: CM0029299



Einführung

CamelBio's MMP2 Kaninchen pAb (P08253) ist ein polyklonales Antikörper, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Erkennt MMP2 von Mensch, Maus und Ratte; ideal für Forschung zu Angiogenese, Gewebeumbau und Tumordinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 451-660 des menschlichen MMP2 (NP_004521.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08253
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eispackung