


Anti-Mmp3 (Stromelysin-1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Artikelnummer: CM0003788



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MMP3 (Stromelysin-1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für ECM-Abbau- und Entzündungskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4314
Gen-ID	4314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 385-477 von humanem MMP3 (NP_002413.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P08254
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel