

Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P50219

Artikelnummer: CM0021424

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen den menschlichen MNX1/HB9/HLXB9 Transkriptionsfaktor. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Motorneuronen und der Pankreasentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MNX1/HB9/HLXB9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3110
GeneID	3110
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 201-315 von menschlichem MNX1/HB9/HLXB9 (NP_005506.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50219
Proteinmasse	41kDa
Versand	Eisbeutel