


Anti-Mob1A/Mob1B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Artikelnummer: CM0021390



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MOB1A/MOB1B, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. MOB1-Proteine sind Aktivatoren des Hippo-Signalwegs, die die Organgröße regulieren und die Tumorsuppression steuern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOB1A/MOB1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MOB1A/MOB1B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55233/92597
Gen-ID	55233/92597
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8S9/Q7I9L4
Versand	Eisbeutel