

Anti-Mogs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13724

Artikelnummer: CM0013273

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper erkennt humanes MOGS (Mannosyl-Oligosaccharid-Glucosidase, DER7/GCS1), ~92 kDa, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Exzellent für die N-Glykan-Abbauforschung - Q13724.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOGS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7841
Gen-ID	7841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-320 von humanem MOGS (NP_006293.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13724
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel