

Anti-Maus-Cd32-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Fc, Elisa - P08101

Artikelnummer: CM0012222

Einführung

Hochspezifischer, für IHC-P, FC und ELISA validierter monoklonaler Anti-Maus-CD32-Kaninchenantikörper. Geeignet zur Untersuchung der Funktionen des Fc-Gamma-Rezeptors IIB in der Biologie von Immunkomplexen und bei der Modulation von B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD32-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	2213
GeneID	14130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-207 des Maus-CD32 entspricht (NP_034317.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08101
Proteingewicht	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Versand	Kühlakku