

Anti-Mpi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P34949

Artikelnummer: CM0026128

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MPI, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Glykosylierung und angeborenen Glykosylierungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
Spezies	Human
GeneID (Human)	4351
GeneID	4351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-423 des humanen MPI (NP_002426.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34949
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistüte