


Anti-Mrp1/Abcc1 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

Artikelnummer: CM0031092



Einführung

Kaninchen-Polyclonalantikörper gegen humanes MRP1/ABCC1 (172 kDa, P33527). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit murine und Ratten MRP1. Geeignet für Studien zu Multiresistenz und Transportvorgängen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP1/ABCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4363
Gen-ID	4363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 850-960 des humanen MRP1/ABCC1 (NP_004987.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonalantikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33527
Proteinmasse	172kDa
Versand	Eisbeutel