


Anti-Mrpl22 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwu5

Artikelnummer: CM0021848



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL22, geeignet für Western Blot und ELISA. MRPL22 ist ein mitochondriales ribosomales Protein der großen Untereinheit und an der mitochondrialen Proteinsynthese beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL22-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; mitochondriales ribosomales Protein L22
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	29093
GeneID	29093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 59-206 des humanen MRPL22 (NP_054899.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWU5
Proteingewicht	13 kDa/14 kDa/23 kDa
Versand	Kühlakku