


Anti-Mrpl50 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5N7

Artikelnummer: CM0024394



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL50 (mL50, MRP-L50), ein mitochondriales Ribosomenprotein. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human. Nützlich für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mL50; MRP-L50
Spezies	Human
GenID (human)	54534
GenID	54534
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MRPL50 (NP_061924.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N5N7
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel