


Anti-Mrps7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2R9

Artikelnummer: CM0018916



Einführung

KD-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das mitochondriale ribosomale Protein S7 (MRPS7), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ziel ist das humane MRPS7, Proteingewicht ca. 28 kDa. Ideal für die mitochondriale Forschung und Krankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD validiert] MRPS7 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPM57; S7mt; bMRP27a; mitochondriales ribosomales Protein S7
Spezies	Human
GeneID (Human)	51081
GeneID	51081
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-140 des humanen MRPS7 (NP_057055.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y2R9
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel