

Anti-Msh6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Artikelnummer: CM0011429



Einführung

Anti-MSH6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte; zielt auf DNA-Fehlpaarungsreparaturprotein Msh6 (P52701), ideal für Krebsforschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSH6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Spezies	Mensch
GenID	2956
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MSH6 (NP_000170.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52701
Proteingewicht	153kDa
Versand	Eisbeutel