

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Msh6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Artikelnummer: CM0021938



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-MSH6-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-MSH6 (DNA-Fehlpaarungsreparaturprotein). Geeignet für die Erforschung der MMR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSH6-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2956
Gen-ID	2956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-290 des menschlichen MSH6 (NP_000170.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52701
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Kühlakku