


Anti-Mst1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Ifz, Elisa - Q13043

Artikelnummer: CM0023708



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-MST1 (STK4)-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/IFZ, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Hippo-Signalgebung, Apoptose und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MST1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	KRS2; MST1; YSK3; STK4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6789
Gen-ID	6789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 303-487 von menschlichem MST1 (NP_006273.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/IFZ, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13043
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel